

PRESS RELEASE

Omron HBP-1300 blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron HBP-1300

Art.nr: 4213

Omron HBP-1300 är en mätare för professionellt bruk. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är shock-proof vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. Splash-proof betyder att den tål vattenstänk och fukt. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden. Mätaren levereras med manschetter i storlek medium (22-32 cm) och large (32-42 cm) och nätadapter. 3 års garanti.

