



# Red Dot™ Elektroder

## EKG-elektroder - en produktjämförelse

### Det är viktigt att välja rätt elektrod

Att välja rätt elektrod kan vara svårt. Det är därför vi har optimerat vårt 3M™ Red Dot™ EKG-sortiment för att möta dina behov. 3M:s EKG-elektroder erbjuder användarvänlighet, optimal vidhäftning och pålitlig signalkvalitet. Välj den röda elektroden. ●



	Vuxen			Vuxen/Pediatrik			Neonatal	
	Universell				Diagnostisk			
	● Vid svettning	● Vid svettning	○ Omplaceringsbar		● Extra skonsam			
	<b>2228   2244</b>	<b>2560   2570</b>	<b>2660   2670</b>	<b>2239</b>	<b>2268</b>	<b>2330   2360*</b>	<b>2269T</b>	<b>2282E</b>
<b>Vidhäftning</b>			2660: 2670:			2330: 2360:		
<b>Signalkvalitet</b>	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
<b>MR-villkorlig</b>	2228: Nej 2244: Ja	2560: Nej 2570: Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej
<b>Röntgengenomsläpplig</b>	2228: Nej 2244: Ja	2560: Nej 2570: Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Ryggmaterial</b>	Skumplast	Skumplast	Mjukt tyg	Microporetejp	Mjukt tyg	Polyestefilm	Genomskinlig tejp	Mjukt tyg
<b>Antal per avd fp</b>	50	3, 5	3, 5	50	3, 5	100	3	3

\*Endast för vuxna