



Komplett MaxinPaket för vårdinrättning. Nebulisator för luft eller O₂. Ingår: Maxin MA3, 400 dospåsar, 5 munstycken, slang, fotflaska, snabbkoppling, doseringsanvisning, rensnål, bruksanvisning som bild för bild visar allt från inkoppling till inhalation. Drivs med andningsluft "Drivpaket 5 bar AGA" eller centralt gasuttag. (O₂ framför allt på barnkliniker.)

Art nr 2001 för luft..... 5.735:- Vi beställer ____st

Art nr 2002 för oxygen 5.735:- Vi beställer ____st



Munstycke Maxin.

Förpackning med 4 st. Byts efter 2-3 månaders användning.

Art nr 2005398:-

Vi beställer ____st



Dospåsar Maxin engångs.

Förpackning med 400 st.

Art nr 2003289:-

Vi beställer ____st



Snabbkoppling, hane.

Med inbyggt partikelfilter och flödesbegränsare.

Art nr 2011 för luft.....545:-

Vi beställer ____st

Art nr 2010 för oxygen545:-

Vi beställer ____st

Årlig Service av Maxin

Översyn och justering av dimbildaren. Avkalkning, rengöring, kontroll av gas- och vätskeflöden. Reservdelar, eller vid behov en helt ny överdel, ingår i priset.

Art nr 20181.375:-

Vi beställer ____st

Slang för drivgas Med nippel.

Vit, längd 2 m.



Art nr 2012185:-

Vi beställer ____st



Kärra till Maxin tryckflaska.

Förkromad metall. Korg för Maxin. Tryckflaska ingår ej.

Art nr 20092.398:-

Vi beställer ____st



Slang för flödning

Monteras direkt på munstycket. Längd 28 cm, autoklaverbar silikon.

Art nr 2008249:-

Vi beställer ____st

Barnmask Maxin Nr 2

Monteras direkt på munstycket. Silikon, autoklaverbar.



Art nr 2007255:-

Vi beställer ____st

Barnmask Maxin Nr 3-4

Utformad för små ansikten. Monteras direkt på munstycket. Silikon, autoklaverbar.



Art nr 2019289:-

Vi beställer ____st



Hylsa

Stänger det smala röret vid flödning. Förpackn. med 10 st.

Art nr 200498:-

Vi beställer ____st



Handreglage till Maxin.

Monteras mellan Maxin och slang. Rekommenderas vid anslutning till centralt gasuttag.

Art nr 2206465:-

Vi beställer ____st



Fotflaska till Maxin.

Blå fot och glasklar medicinbehållare. Nivålinje för 2 ml.

Art nr 2015739:-

Vi beställer ____st



Dimbildare Maxin

Komplett överdel med dimbildare och vridbar snabbkoppling. Svetsat sugrör.

Art nr 20133.998:-

Vi beställer ____st



Hjärtnivåkudde HELP

Lyfter armen till nivå med höger förmak vid blodtrycksmätning.

Art nr 1801495:-

Vi beställer ____st



HandFree stetoskop

Kilformat stetoskop som kan placeras under manschettens vilket ger tydligare pulsljud.

Art nr 1701310:-

Vi beställer ____st

Ring 08-767 29 70, faxa 08-767 29 82, beställ på www.ajmedical.se eller skicka in din beställning NU!

Företag: _____

Adress: _____

Tel/Fax: _____

E-post: _____

Datum/Namn-teckning: _____

Namn-förtydligande: _____

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar. Lagstadgad moms 25% tillkommer.