



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se



PREMIÄR!



OMRON M5 BLACK EDITION

Se demovideo på ajmedical.se

Blodtrycksmätare Omron M5 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (22 cm-42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier och förvaringsväska. M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spårning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250-UN

Ord. pris 1.585:-

Introduktionspris 1.295:-



OMRON 705CP-II

Blodtrycksmätare med skrivare (ersättaren till 705CP – ASCOT mätaren). Resultaten kan skrivas ut ett åt gången, i samlade resultat och i tabellformat. Utskriften visar även genomsnittligt värde på märesultaten. Som tillbehör till 705CP-II finns även PC-anslutning med mjukvara och USB-kabel (se tillbehör), som passar alla windows 98, 2:nd edition eller nyare. Standardmanschett och batterier ingår. 28 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1241

Ord. pris 3.295:-

Kampanjpris 2.695:-



OMRON M10-IT

Lika tillförlitlig som nya i-C10 men med fler funktioner och möjlighet att koppla till dator. M10-IT har även den en unikt formad specialmanschett för att undvika manschetthypertoni. **Nu med längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** Den är enkel att applicera och passar både normal och bred arm (22 cm-42 cm). M10-IT kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. M10-IT upptäcker och indikerar oregelbundna puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. M10-IT är enkel att använda med enknappsfunktion. Manschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1243

Ord. pris 1.995:-

Kampanjpris 1.695:-

Vid köp av 5 st eller fler M7 Intelli IT medföljer nätadapter S utan extra kostnad till varje mätare. Värde 319:-/st



OMRON M7 Intelli IT

Efterföljaren till Omron M7 och Omron i-C10! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm. M7 Intelli IT mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm), **1,2 m slang** och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. M7 Intelli IT har även funktioner som medelvärden, indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag, indikering för högt blodtryck och Omron mobil-applikation för iPhone och Android. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Manschett och batterier ingår.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4207-12M

Ord. pris 1.989:-

Kampanjpris 1.595:-



OMRON EVOLV

En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22-42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4209

Ord. pris 2.679:-

Kampanjpris 1.995:-

Se demovideo på ajmedical.se



Se demovideo på ajmedical.se

OMRON 907 Rekommenderas

Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscilometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1220

Ord. pris 8.955:-

Kampanjpris 7.395:-

OMRON M5 PROFESSIONAL BLACK EDITION **PREMIÄR!**

Ett paket där den populära blodtrycksmätaren Omron M5 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17 cm-42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spårning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se demovideo på ajmedical.se



Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250P

Ord. pris 2.295:-

Introduktionspris 1.895:-

3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2020.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Box 10022
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82



OMRON MT Intelli IT-AFIB PREMIÄR!

Tillförlitlig blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFIB, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet.

I AFIB-läget indikerar mätaren vid hjärtflimmer och kan automatiskt ta tre mätningar efter varandra. Kliniskt validerad och godkänd även för personer med diabetes och gravida. Indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om blodtrycket är för högt. Visar veckovis medelvärde. Visar morgon-/kvällsmedelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person. Mätaren har en mobil-app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och visar mätningar, historia, grafer och medelvärden. Gör det enkelt att spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android. Manschetten för armmåfång 22 cm-42 cm garanterar ett mycket tillförlitligt resultat i alla positioner runt armen (360°) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och anpassar sig bekvämt efter armen och skapar på så sätt ett jämnt tryck. Levereras med manschett med en extra lång slang på 1,2 m, batterier och förvaringsväska.

360° noggrannhet på manschetten



Se tillbehör och reservdelar

Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr: 4257-12M

Ord. pris 1.989:-

Introduktionspris 1.695:-

InBody

Nyhet!



Bord finns att köpa som tillbehör

InBody BPBIO750

Den nya blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! (Ersätter Omron SpotArm i-Q142 och i-Q132.) Mätaren har en talande guide, stor display och en inbyggd skrivare. I resultatet visas systoliskt och diastoliskt blodtryck, M.A.P, P.P, puls, R.P.P, grafisk pulskurva, grafiskt blodtryck, referens, kunskap om blodtryck, datum och tid. Den är mycket smidig att använda på både vänster och höger arm för smal, normal, och bred arm i en och samma manschett (17 cm-42 cm). Genom att placera armen genom manschetten på det inbyggda armstödet säkerställs korrekt placering av manschetten varje gång patienten mäter. BPBIO750 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Levereras komplett med en extra manschett, två pappersrullar, strömkabel, användarmanual på svenska och 100 st hygienskydd. Kan beställas med stödskydd.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 7500

Ord. pris 29.995:-

Kampanjpris 23.995:-

- Rörlig manschett
- Rörlig armbågssensor
- Stor display med vägledande guide
- Lika lätt att mäta på vänster och höger arm med ergonomisk design
- Valbart hur resultaten skall visas
- Hygienisk – Lätt att byta manschett
- Går ner i strömsparläge efter 2 minuter
- Lätt att använda
- Upptäcker oregelbunden puls

Se demovideo på ajmedical.se



OMRON MIT Elite Plus

Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design och ljusupplyst display för mätning även vid mörkare förhållanden. MIT Elite Plus mäter enbart på uppvägen för minskat tryck i manschetten och ger en snabbare och behagligare mätning. MIT Elite Plus visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste mätresultaten. MIT Elite Plus upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Kan kopplas till dator. Standardmanschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 90 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1253

Ord. pris 1.950:-

Kampanjpris 1.695:-

Tillbehör och reservdelar:

Symbol	Art.nr:	
★	2101	Måttband för överarm, handled och midja. Pris 95:-
★	1200	Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-
★	H-ACC-VAS-016	Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 435:-
▲	1254-1	Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419:-
▲	1254-2	Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255:-
▲	1202	Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235:-
▲	1201	Manschett Liten (17-22 cm). Pris 389:-
▲	1243-1	Manschett till 773, M7, M10-IT och i-C10 (22-42 cm). Pris 469:-
▲	1270-1	Manschett till alla M6 (22-42 cm). Pris 419:-
▲	4270-1	Manschett till M6 Prof. B.E. & M6AC B.E. (22-42 cm). Pris 619:-
▲	4272-1	Manschett till M7 Intelli IT (22-42 cm). Pris 439:-
▲	4209-1	Manschett till EVOLV (22-42 cm). Pris 295:-
▲	1223	Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285:-
▲	1204	Nippel. Pris 15:-
▲	1204-1	Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15:-
▲	1204-4	Nippel till M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 15:-
▲	1204-5	Nippel till M7 IT-AFIB Pris 15:-
▲	1240-4	Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19:-
▲	1260-4	Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19:-
▲	1270-4	Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19:-
▲	4270-4	Batterilucka till Omron M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 19:-
▲	4209-4	Batterilucka till Omron EVOLV. Pris 19:-
▲	4250-4	Batterilucka till Omron M5 B.E. och M5 Prof. B.E. Pris 19:-
▲	4257-4	Batterilucka till Omron M7 IT-AFIB. Pris 19:-
▲	1258	Nätadapter S. Pris 319:-
▲	1257	Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319:-
▲	1232	Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 1.195:-
▲	1232-1	Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. Pris 109:-
▲	1241-1	CD-rom till 705CP-II och R7. Pris 89:-
▲	1250-1	CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89:-
▲	1241-2	USB-kabel till 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 698:-
▲	1243-2	USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698:-
▲	1270-2	Förlängningsslang 1,2 m till M7 IT, M6W, M6AC och M6 Prof. Pris 95:-
▲	1240-2	Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95:- (Ingår vid köp av en ny Omron M10-IT)

OBS! Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, AJM-1306-01, 1305-01, 1305-11 och AJM-1305-01 måste art.nr: 1240-2 köpas till. (Gäller för gamla M7, M10-IT och i-C10)

Tillbehör och reservdelar till Omron 907:

- Art.nr: 1227 Manschett Stor (32-42 cm). **Pris 1.260:-**
- Art.nr: 1226 Manschett Medium (22-32 cm) **Pris 1.220:-**
- Art.nr: 1225 Manschett Liten (17-22 cm). **Pris 970:-**
- Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.795:-**
- Art.nr: 1235 Väggfäste. **Pris 1.895:-**
- Art.nr: 1236 Stångfäste. **Pris 2.695:-**
- Art.nr: 1233 Batteripack. **Pris 835:-**
- Art.nr: 1238 Nätadapter. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1228 Förlängningsslang 1 m. **Pris 105:-**
- Art.nr: 1229 Förlängningsslang 1,3 m. **Pris 109:-**
- Art.nr: 1220-23 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 40:-**

Tillbehör och reservdelar till InBody BPBIO750:

- ★ Art.nr: 7501 Manschett (17-42 cm). **Pris 595:-**
- ★ Art.nr: 7502 Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. **Pris 415:-**
- ★ Art.nr: 7503 Stödskydd. **Pris 395:-**
- ★ Art.nr: 7504 Bord. **Pris 3.415:-**
- ★ Art.nr: 7505 Stol. **Pris 1.075:-**
- ★ Art.nr: 7506 Strömkabel. **Pris 225:-**

Reservdelar manschetter till Omron SpotArm:

- Art.nr: 1250-2 Manschett/hölje till i-Q142. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1251-2 Manschett/hölje till i-Q132. **Pris 319:-**

Tillbehör och reservdelar extra manschetter:

- Art.nr: 1001-10 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.255:- **Nu 995:-**
- Art.nr: 1001-01 Trippelmanschett™ Latexfri med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.560:- **Nu 1.255:-**
- Art.nr: 1306-01 Manschett Spädbarn 0-1år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1306-11 Manschett Spädbarn 0-1år. Latexfri med nippel. **Pris 269:-**
- Art.nr: AJM-1306-01 AJM™-manschett Spädbarn 0-1år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**
- Art.nr: 1305-01 Manschett Barn 1-4 år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1305-11 Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 279:-**
- Art.nr: AJM-1305-01 AJM™-manschett barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**



Nätadapter S
Art.nr: 1258



Golvstativ
Art.nr: 1234



Bord InBody
Art.nr: 7504



Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016

3 års garanti på **alla** Omrons mätare och 2 års garanti på InBody.
 (1 år på Omron och InBody manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
 För beställning använd bifogad beställningsblankett.



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se



OMRON HBP-1320

Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrorelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscilometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätdapter/laddare.

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4232

Ord. pris 6.345:-

Introduktionspris 4.995:-



OMRON HBP-1100

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrorelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscilometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätdapter.

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4211

Ord. pris 4.395:-

Kampanjpris 3.495:-

Tillbehör och reservdelar

Golvstativ med korg
Art.nr: 1234



Hygieniskydd för blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016



Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1320 ✕, HBP-1300 ✕ och HBP-1100 ✕:

- ✕ Art.nr: 4234 Manschett XL (42-50 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.395:-**
- ✕ Art.nr: 4235 Manschett L (32-42 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.165:-**
- ✕ Art.nr: 4236 Manschett M (22-32 cm) med 4,5 m slang. **Pris 825:-**
- ✕ Art.nr: 4237 Manschett S (17-22 cm) med 4,5 m slang. **Pris 795:-**
- ✕ Art.nr: 4238 Manschett XS (12-18 cm) med 4,5 m slang. **Pris 755:-**
- ✕ Art.nr: 4239 Manschett XL (42-50 cm) med 1 m slang. **Pris 1.095:-**
- ✕ Art.nr: 4240 Manschett L (32-42 cm) med 1 m slang. **Pris 865:-**
- ✕ Art.nr: 4241 Manschett M (22-32 cm) med 1 m slang. **Pris 525:-**
- ✕ Art.nr: 4242 Manschett S (17-22 cm) med 1 m slang. **Pris 495:-**
- ✕ Art.nr: 4243 Manschett XS (12-18 cm) med 1 m slang. **Pris 455:-**
- ✕ Art.nr: 1001-60 Trippelmanschett med nippel (17-43 cm). Ord.pris 1.270:- **Nu 1.020:-**
- ✕ Art.nr: 4244 Nippel. **Pris 25:-**
- ✕ Art.nr: 4245 Förlängningsslang 4,5 m. **Pris 395:-**

- ✕✕✕ Art.nr: 1200 Hygieniskydd. 100 st/tp. **Pris 450:-**
- ✕✕✕ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygieniskydd för ben och armar. 100 st/tp. **Pris 435:-**
- ✕✕ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.795:-**
- ✕✕ Art.nr: 4217 Manschett XL (42-50 cm). **Pris 1.095:-**
- ✕✕ Art.nr: 4218 Manschett L (32-42 cm). **Pris 865:-**
- ✕✕ Art.nr: 4219 Manschett M (22-32 cm). **Pris 525:-**
- ✕✕ Art.nr: 4220 Manschett S (17-22 cm). **Pris 495:-**
- ✕✕ Art.nr: 4221 Manschett XS (12-18 cm). **Pris 455:-**
- ✕✕ Art.nr: 1001-40 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.315:- **Nu 1.050:-**
- ✕✕ Art.nr: 4222 Batteripack. **Pris 825:-**
- ✕✕ Art.nr: 4223 Nätdapter. **Pris 319:-**
- ✕✕ Art.nr: 1258 Nätdapter S. **Pris 319:-**
- ✕✕ Art.nr: 4224 Förlängningsslang 1,5 m. **Pris 265:-**
- ✕✕ Art.nr: 4225 Förlängningsslang 3,5 m. **Pris 309:-**
- ✕✕ Art.nr: 4226 Nippel. **Pris 69:-**
- ✕✕ Art.nr: 4227 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 158:-**



PREMIÄR!

OMRON RS7 Intelli IT

Blodtrycksmätare för handleden gör det enkelt att noggrant mäta blodtrycket oberoende av kroppstyp. RS7 väger endast 88 g och är den tyngsta handledsmätaren Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intellisense teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. När man sätter på bildskärmen, visar mätaren att man har satt på enheten korrekt runt handleden. Positionsgivaren kommer att visa när den är i rätt läge (hjärtnivå) för att få en korrekt avläsning. Medan enheten tar blodtrycket och pulsen, kommer den att indikera om det upptäckts ett oregelbundet hjärtslag eller om man är hypertensiv. Resultaten visas sedan på den stora LCD-skärmen och kan överföras automatiskt till en Bluetooth-kopplad smarttelefon. Manschetten klarar en handledsomkrets på 13,5-21,5 cm. Minne för 2 x 100 mätningar i tid och datum samt visar ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Levereras med batterier och förvaringssetui.

Se tillbehör och reservdelar ✦

Art.nr: 4210

Ord. pris 1.995:-

Introduktionspris 1.695:-

Tillbehör och reservdelar till Omron RS7 Intelli IT:

- ✦ Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). **Pris 285:-**
- ✦ Art.nr: 4208-4 Batterilucka. **Pris 19:-**

RESP@RATE™ – Ett nytt sätt att sänka blodtrycket
– helt utan biverkningar!

Effektivt – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt. Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

Säkert – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats.

Enkelt – enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

Art.nr: 1001-100 Ord. pris 2.639:- **Specialpris 2.396:-**



Se demovideo på ajmedical.se

3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enl. SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585:-		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag Privatperson
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.) Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:.....

Postnr./Ort:

Telefon: Fax:.....

E-post:

Kryssa för rutan om ni vill ha unika erbjudanden via e-post.

Datum/Namn-teckning:

Namn-förtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)

Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82

E-post: info@ajmedical.se