

## IQ Mobile<sup>™</sup>

**LED**  
SUUTARI



Artikelnummer: IQM-8050



Artikelnummer: IQM-8100



Artikelnummer: IQM-8200

Med **IQ MOBILE<sup>™</sup>** kan du säkert desinficera i stort sett vad som helst, var som helst, när som helst. IQ MOBILE<sup>™</sup> drivs med ett batteri som kan laddas med en vanlig USB-laddare. Under locket kan man enkelt desinficera bland annat mobiler, nycklar, fjärrkontroller och annan teknisk utrustning. Säkerhetssystemet skyddar användaren genom att med en lampa visa när desinfektions-cykeln är avslutad. Lämpar sig mycket väl för användning på sjukhus, vårdcentraler och andra områden där begränsning av bakteriespridning är prioriterad. Det underlättar mycket och ökar patientsäkerheten genom att man på ett helt automatiskt sätt kan hålla även svårrengjorda produkter helt fria från mikroorganismer. Enligt forskning är upp till 95% av alla mobiltelefoner förorenade med både virus eller bakterier. Upp emot 40% av dem bar på bakterier resistent mot antibiotika. Mobiltelefoner och läsplattor kan utan problem desinficeras i alla IQ MOBILE<sup>™</sup>. Några exempel på vad som går att desinficera i produkten är: Stetoskop, otoskop, mobiltelefoner, blodtrycksmanschetter.

**IQ MOBILE<sup>™</sup>** producerar ljus som kallas UV-C. Detta penetrerar effektivt cellväggarna på mikroorganismer och påverkar deras DNA-struktur och gör oåterkallelig skada. När DNA-kedjan effektivt skadats kan de inte föröka sig och dör. UV-C lämnar inga spår på det desinficerade objektet så det är helt säkert, ekologiskt och effektivt som desinficeringsmetod. Innehåller inga kemikalier, ingen vätska, ingen värme. Bara rent och säkert UV-ljus.

Tillverkad och testad i Finland. CE-märkt.

**Hur den används:**

- Öppna locket
- Placera objektet som ska rengöras i behållaren
- Stäng locket
- Tryck på startknappen
- När cykeln är klar tänds en grön lampa
- Öppna locket och ta ut det desinficerade objektet

Vid behov kan cykeln avbrytas genom att helt enkelt öppna locket (vilket automatiskt stänger av UV-ljuset). Desinficerings tid 2 min. Produkterna väger mellan 1-5 kg, beroende på storlek. Batteritid är 360 min.

**Mått:**

**Artikelnummer: IQM-8050**

Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 48 (mm).

Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 36 (mm).

**Artikelnummer: IQM-8100**

Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 151 (mm).

Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 139 (mm).

**Artikelnummer: IQM-8200**

Externa mått: Bredd 289 (mm), Djup 202 (mm), Höjd 255 (mm).

Invändigt mått: Bredd 190,5 (mm), Djup 129,5 (mm), Höjd 242 (mm).

