

Nyhet!

Omron M3 Black blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron M3 Black

Art.nr: 4274

Omrons nya uppdaterade M3 är en modernare och mer användarvänlig mätare. Den är lätthanterlig och enkel att förstå. Levereras med en mjuk specialmanschett som passar både normal och bred arm (22-42 cm), batterier, förvaringsväska och bruksanvisning. 3 års garanti. CE-märkt.

- Större display som är lättare att läsa av med 20% större siffror
- Ny design med rundare former
- Indikerar om man rört sig under mätningen
- Indikerar vid för högt systoliskt eller diastoliskt tryck genom orange färg. Är trycket inom normala nivåer visas detta med grön färg vilket ger en enklare och tryggare tolkning av resultaten för användaren.
- Två LED-ljus indikerar om man satt manschetten rätt (grön) eller fel (orange)
- Kan beräkna ett medelvärde baserat på de senaste tre mätvärdena som tagits inom 10 minuter
- 2x60 minnen i tid och datum

Rekommenderade tillbehör:

1000-2KS Kalibreringsavtal
1200 Hygienskydd
1201 Manschett Liten (17-22 cm)
1258 Nätadapter S

Beställ enkelt via vår webshop: www.ajmedicalshop.se