

Nyhet!

Omron M6 AC Black Edition blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron M6 AC Black Edition

Art.nr: 4270

Helautomatisk blodtrycks- och pulsmätare med ny design och nya funktioner. Överarmsmätare med IntelliSense-teknologi som mäter delvis på ”uppvägen” för minskat tryck i manschetten. M6 AC är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning, minnesfunktion som lagrar de 100 (A 100 + B 100) senaste resultaten i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten.

- Kvalitetsindikator som visar orange färg vid för högt tryck och grön färg om trycket är inom normala nivåer (visas med symboler).
- Två LED ljus indikerar om man satt manschetten rätt (grönt) eller fel (orange).
- M6 AC kan även skilja på morgon- och kvällstryck och ge medelvärdet för dem båda.
- M6 AC visar även medelvärdet av veckans mätningar.

Mätaren levereras med specialmanschett med 75 cm lång slang för normal och bred arm integrerat i en (22-42 cm), batterier (4 st AA 1.5 V) och nätadapter. Högpresterande batterier klarar ca 1000 mätningar. Kliniskt validerad och godkänd. 3 års garanti.

Tillbehör:

1201 Manschett S (17-22 cm)
1270-2 Förlängningsslang 1,2 m