

Nyhet!

**Omron M6 Comfort Black blodtrycksmätare – utformad för krav på hög kvalitet
Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen**



Omron M6 Comfort Black

Art.nr: 4272

Helautomatisk blodtrycks- och pulsmätare med ny design och nya funktioner. Överarmsmätare med IntelliSense-teknologi som mäter delvis på ”uppvägen” för minskat tryck i manschetten. M6 Comfort är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning, minnesfunktion som lagrar de 100 (A 100 + B 100) senaste resultaten i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten.

- Kvalitetsindikator som visar orange färg vid för högt tryck och grön färg om trycket är inom normala nivåer (visas med symboler).
- Två LED ljus indikerar om man satt manschetten rätt (grönt) eller fel (orange).
- Kan skilja på morgon- och kvällstryck och ge medelvärdet för dem båda.
- Visar även medelvärdet av veckans mätningar.
- Sensor för oregelbunden puls

Mätaren är mycket väl lämpad för utlåning till patienten då de nya funktionerna gör det enklare för patienten att göra rätt och därmed minskar oro som kan ge felaktiga värden. Mätaren levereras med specialmanschett med 75 cm lång slang för normal och bred arm integrerat i en (22-42 cm), batterier (4 st AA 1.5 V), en mjuk skyddsväska och nätadapter. Högpresterande batterier klarar ca 1000 mätningar. Kliniskt validerad och godkänd. 3 års garanti.

Tillbehör:

1258 Nätadapter S