

seca 704

NYHET



Transporthjul under pelaren!

Art.nr. 7013, Här visad med tillbehöret seca 220, längdmätare.

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara hjul!
Extremt robust, elektronisk, pelarvåg med större plattform av gjutjärn. *Hela 250 kg kapacitet!*
Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD, Mor/Barn och BMI-funktion ingår.
Två hjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen. En mycket noggrann och pålitlig våg.
Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar.
Med en **seca nätadapter** (tillbehör) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.
OBS! **seca 220** längdmätare för 85 – 200cm, beställs som tillbehör!

Kapacitet 300kg
Gradering 50g upp till 150kg, 100g 150-300kg
Noggrannhet <25kg +-25g 25-100kg +-50g 100-150kg +-75g 150-300kg +-100g
Vikt 16kg
Mått (BxHxD) 360 x 930 x 520mm

CE Uppfyller direktiven:

93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)