

NYHET

seca 877 - En platt "lättviktare".



Art.nr. 7030

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
En liten platt och lätt elektronisk golvvåg som bara väger 3,8kg!
Dessutom finns "Mor/Barn" funktion (2 in 1 - knapp). Vikten visas i stora, digitala, siffror.
Vågen startas enkelt med foten och stänger automatiskt av sig efter ca. 20 sek.

Den nya energisnåla elektroniken fungerar *mycket* länge på de vanliga, medföljande, engångsbatterierna typ AA, så du slipper adapter.

Vid längre transporter kan du använda tillbehöret **seca 421**, transportväska med axelrem (se nedan).

I väskan finns också fack med plats för t.ex. kollegieblock och penna.

Kapacitet	200kg
Gradering	100g<150kg>200g
Vikt	3,8kg
Vågplattans mått (BxHxD)	32 x 6 x 35,5cm



seca 421

CE Uppfyller direktiven:

93/42/EEG, MDD 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)