

NYHET



Art.nr. 7031



En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
En platt och lätt, elektronisk golvvåg med lös display som kan läggas på bordet, hållas i handen eller hängas på väggen. (Vägghållare medföljer.)
Vikten visas i stora, digitala, siffror. HOLD-, TARE-, och BMI-funktion ingår.

Ett handtag gör att du lätt kan flytta vågen.
Vid längre transporter kan du använda tillbehöret **seca 421**, transportväska med axelrem (se nedan).
I väskan finns också fack med plats för t.ex. kollegieblock och penna.

Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA. Vid batteridrift stängs vågen av efter ca. 20 sek.
Med en **seca adapter** (tillbehör) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Kapacitet	200kg
Gradering	100g<150kg>200g
Vikt	4,3kg
Vågplattans mått (BxHxD)	32 x 6 x 35,6 cm
Kabellängd display	2,25m



seca 421

CE Uppfyller direktiven:

93/42/EEG, MDD 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)